

Sayın ilgili;

YHLO marka UNICELL-S model immünfloresan cihazlarının yalnızca kit kalibrasyonları bulunmaktadır.

Kit kalibrasyonları her bir lot numarası için, kullanıcı tarafından, test kutularında bulunan ID kartlar ile gerçekleştirilir.

Unicell-S Model hastabaşı test (POCT) sistemleri için tanımlanmış bir bakım programı ve gereksinimi bulunmamaktadır. Yalnızca haftalık yüzey temizliği cihaz bakımını için yeterlidir.

Bilgilerinize arz ederiz.



Eren Yıldırım  
Ürün Uzmanı