

“Unicell Temel Kullanım Kılavuzu”

Örnek No Manuel girilir.

Barkod okuyucu kullanılacaksa seçilir.

Anlık okuma için
“**Instant Test**” seçilir.
Cihazda inkübasyon için
“**Standard Test**” seçilir.

YHLO Immunofluorescence Reader

Sample No.: Use scanner Mode: Instant Test Standard Test User Code: + 0 -

No.: 072517001

Sample Type: Serum/Plası -

Sample No.: No.:
Test Item: Sample Type:

Result:	Subitem	Conc.	Unit

07-25-2017 Menu 14:43:14

Kalibrasyon kartı
takıldıktan sonra seçilir.

Test Kartuşu
yerleştirildikten sonra
seçilir.

Mevcut sonucu print
etmek için seçilir.

